

CATALOGO PRODOTTI

Soluzioni esperte su misura per le vostre esigenze



SIRT srl

Via Della Vecchia Chimica, 5e

20070 Cerro al Lambro (MI)

Tel. 346 9807005 - 393 1812685 - 02 39439361

info@sirtsrl.it

sirtsrl.it

INDICE DEI PRODOTTI

Analizzatore di test di sensibilità antibiotici veterinario mini AST NOVITA'	2 - 5
Analizzatore 4 in 1 CBC 5 diff / CBC5Diff+RETI / Feci / Sedimento urinario NEW	6 - 7
Ematologia strumentazione e consumabili Reagenti compatibili per strumentazione di ematologia / Controllo ematologico	8 - 11
Chimica Clinica e coagulazione secca - strumentazione e reagenti	12 - 13
Immunofluorescenza strumentazione e reagenti	14 - 16
Biologia molecolare - Real-Time PCR strumentazione e reagenti	17 - 21
Test rapidi	22 - 23
Coagulazione strumentazione e reagenti	24
Emogas analisi strumentazione e reagenti	25
Analisi delle urine e Sedimento Urinario strumentazione e reagenti	26 - 28
Elettroforesi strumentazione e reagenti / Reagenti compatibili per strumentazione	29
Spugna chirurgica	30
Condizioni commerciali	31

I nostri servizi :

- commercializzazione di dispositivi e prodotti diagnostici quali:
Analizzatore di test di sensibilità antibiotici, Ematologia, Chimica clinica, Immunofluorescenza, Real Time PCR, Coagulazione, Emogas analisi, Analisi urine e sedimento urinario, Elettroforesi, Test diagnostici rapidi, Spugna chirurgica
- vendita di strumentazione nuova
- vendita di strumentazione ricondizionata
- assistenza tecnica on site
- assistenza tecnica presso ns. sede
- help telefonico dalle ore 09.00 alle ore 21.00

**Tutta la nostra strumentazione è finanziabile con BCC
sottoscrivendo la formula del *Noleggio Operativo*
a partire da 50 € + IVA/mese e fino a 60 rate.**

mini AST

► Risultati rapidi

e sicuri in sole 6-8 ore*

► Alta accuratezza

circa 92% di precisione rispetto al metodo tradizionale

► Analisi completa

valuta fino a 32 antibiotici o doppia analisi contemporanea per una selezione ottimale del trattamento

► Interpretazione automatica

fornisce istantaneamente profili di suscettibilità precisi consentendo decisioni cliniche più rapide
(S Suscettibile R Resistente I intermedio)




Tipi di campione:

1. Tampone rettale
2. Urina sterile
3. Tampone cutaneo
4. Tampone auricolare
5. Pus / Tampone della ferita
6. Tampone tracheale
7. Tampone uretrale
8. Tampone oculare



Principio: ■ Microdiluizione in brodo
■ Analisi colorimetrica



Analizzatore veterinario per test di sensibilità agli antibiotici

PROFILI ANTIBIOTICI

	General Panel 1	General Panel 2	General Panel 3
Amikacin			
Amoxicillin			In allestimento
Ampicillin			
Augmentin			
Azitromycin			
Cefalexin			
Cefixime			
Cefatoxime			
Ceftazidime			
Ceftriaxone			
Ciprofloxacin			
Clindamycin			
Doxicycline			
Enrofloxacin			
Gentamicin			
Imipenem			
Levofloxacin			
Meropenem			
Metronidazole			
Minocycline			
Oxacillin			
Polymyxin E			
SXT			
Tetracycline			



Sono disponibili diverse opzioni antibiotiche e stiamo organizzando nuovi pannelli personalizzati.

miniAST

AST Guida all'utilizzo

Solo per uso Veterinario




Il disco reagente per test di suscettibilità agli antibiotici (AST) **miniAST** è sviluppato e prodotto da Bioguard Corporation a Taiwan. E' progettato specificamente per l'uso con l'analizzatore di test di suscettibilità antimicrobica **miniAST**. Questo sistema semplifica i complessi test di sensibilità antimicrobica, fornendo risultati qualitativi rapidi per aiutare i veterinari a selezionare gli antibiotici appropriati. L'intero processo è semplice e conveniente e consente di eseguire test in clinica senza la necessità di inviarli al laboratorio di riferimento.

[Confezione]

Contenuto	5 test/Box	10 test/Box
Disco Reagente	5	10
Terreno di Cultura 5 mL (tappo ROSA)	5	10
Terreno di Cultura Diluente 8 mL (tappo BLU)	5	10
Tampone Sterile	5	10
Istruzioni d'uso	1	1



[Disco-specifiche]



[Tipo Campioni]

Campione utilizzabile

Urina sterile, Tampone Auricolare, Fecale, della Pelle, Pus/Ferita, Oculare, Tracheale e Urogenitale,

Campioni soggetti a restrizioni condizionali

Ematuria / Urine contaminate da sangue (devono essere miscelate bene senza grossi coaguli di sangue), Latte (non usare direttamente, è necessario isolare le colture)

Campione NON utilizzabile

Sangue intero, Siero, Plasma, Versamento Pleurico/Addominale, Tessuti e campioni da biopsia chirurgica, Tampone nasale

Requisiti per la raccolta campione

Per prevenire la contaminazione da parte di altri microorganismi assicurarsi che la tecnica asettica venga eseguita durante il campionamento e l'inoculazione. Si consiglia l'esecuzione immediata. Se conservato a temp. ambiente inoculare entro 2 ore; se refrigerato (2-8° C) inoculare entro 24 ore

[Conservazione e Scadenza prodotto]


- Conservare a 2-8°C. Periodo di validità: 12 mesi dalla data di produzione.
- Evitare la luce solare diretta e temperature superiori a 30°C.
- Una volta rimosso dalla confezione di alluminio, il disco reagente deve essere utilizzato entro 30 minuti

[Procedimento]




1. Urina Sterile
2. Tampone Fecale
3. Tampone della Pelle
4. Tampone Pus/ Ferita
5. Tampone Auricolare
6. Tampone Tracheale
7. Tampone Urogenitale
8. Tampone Oculare

Nota: per i dettagli dei metodi di campionamento riferirsi alla "Speciment Collection Guidelines del miniAST"



Nota: iniziare la fase di incubazione entro 60 minuti dal completamento della pre-incubazione. Qualora il tempo trascorso tra il completamento della pre-incubazione fosse superato trasferire 20µL di soluzione del terreno di coltura in un nuovo flacone tappo rosa e riprendere il processo di pre-incubazione



[Precauzioni]

- Questo prodotto è solo per uso diagnostico veterinario.
- Controllare la data di scadenza prima dell'uso. Non utilizzare reagenti scaduti.
- Il terreno di coltura e il terreno di diluizione devono essere limpidi, di colore giallo pallido. Non utilizzare se sono presenti precipitati o particelle.
- Una volta aperti, il terreno di coltura e il terreno di diluizione devono essere utilizzati prontamente per evitare contaminazioni.
- Tutti i componenti (dischi reagenti, terreno di coltura, terreno di diluizione, tamponi, puntali per pipette) sono monouso e non devono essere riutilizzati. Smaltire i materiali usati come rifiuti biologici secondo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti biomedici.



Distributore esclusivo per l'Italia **SIRT srl**
Via Della Vecchia Chimica, 5e 20070 Cerro al Lambro (MI)
Tel. 02 39439361 346 9807005 - 393 1812685 info@sirtsrl.it

Rev. 2.0 31-07-2026

mini AST

Domande e Risposte

- D1 Quant' è l'accuratezza di miniAST comparato al laboratorio di riferimento?**
Circa il 92 % in comparazione con il metodo di diffusione su disco
- D2 Quando è necessario un test di sensibilità antibiotica?**
(1) Se vi è il sospetto di una infezione complicata (2) Se sono presenti bacilli in citologia (3) Se l'animale non risponde alla terapia (4) Se l'animale ha una storia di ricaduta o re-infezione (5) Se c'è qualche motivo di sospettare un'infezione da batteri MDR (multiresistenti) (6) Se l'animale è immunocompromesso (7) Se l'infezione è potenzialmente letale
- D3 Che tipo di campioni possono essere utilizzati?**
1. Urina sterile, 2. Tampone fecale, 3. Tampone della pelle, 4. Tampone da pus/ferita, 5. Tampone auricolare, 6. Tampone tracheale, 7. Tampone urogenitale, 8. Tampone oculare
- D4 E' possibile testare i funghi con miniAST?**
No. Il sistema è progettato esclusivamente per batteri aerobi
- D5 Quanto tempo devo attendere dopo l'uso di antibiotici prima di effettuare il campionamento?**
Devi attendere almeno 48-72 ore dopo l'ultima dose di antibiotico per minimizzare il rischio di risultati falsi negativi dovuto alla ridotta fattibilità batterica
- D6 Per quanto tempo può essere conservato il campione dopo il prelievo?**
Dovrebbe essere analizzato immediatamente o entro due ore dalla raccolta a temperatura ambiente. Qualora non sia possibile analizzarlo immediatamente, il campione di urina deve essere conservato a +2/+8°C, mentre i campioni su tampone possono essere lasciati a temperatura ambiente. In tutti i casi la pre-incubazione deve essere iniziata entro 24 ore
- D7 Come viene determinato il risultato?**
L'analizzatore determina il livello di suscettibilità antibiotica misurando lo spettro di colore delle celle di reazione. Il risultato sarà qualitativo nella forma di S suscettibile, I intermedio, R resistente
- D8 MiniAST può rilevare la MIC?**
No. miniAST fornisce una interpretazione qualitativa (S/I/R) anziché valori di concentrazione minima inibente (MIC)
- D9 Qual è lo scopo del processo di pre-incubazione?**
La fase di pre-incubazione consente alle popolazioni batteriche presenti nel campione di raggiungere un livello di crescita standardizzato, garantendo la presenza di un numero sufficiente di organismi vitali per una rilevazione accurata della suscettibilità agli antibiotici durante la fase di test.
- D10 E' possibile saltare la fase di pre-incubazione?**
No. Saltare la pre-incubazione non è raccomandato. Senza questo step la concentrazione batterica può essere insufficiente portando a risultati non validi o incoerenti
- D11 Come devono essere conservati i rotori, il terreno di coltura e di diluizione? Qual'è la durata di conservazione?**
Il disco test, i terreni di coltura e di diluizione devono essere conservati a +2/+8°C. La scadenza è di 12 mesi dalla data di produzione. Prima dell'uso lasciare a temperatura ambiente per circa 10 minuti. Nota: poiché il disco reagente è conservato singolarmente, una volta aperto deve essere utilizzato entro 30 minuti

► ANALISI DELL' EMOCROMO COMPLETO DELLE 5 POPOLAZIONI LEUCOCITARIE

► ANALISI DELL' EMOCROMO COMPLETO DELLE 5 POPOLAZIONI LEUCOCITARIE E RETICOLOCITI

► ANALISI DELLE FECI - coproparassitologia rapida

► ANALISI DEL SEDIMENTO URINARIO automatizzato e standardizzato

ORA POSSIBILE CON UN UNICO ANALIZZATORE CHE SFRUTTA L' IA

A HONGAN

iMC VGe60e



- COMPLETAMENTE AUTOMATICO
- INTERFACCIA INTUITIVA
- NESSUNA MANUTENZIONE
- CONTROLLO DI QUALITA' INTEGRATO
- NESSUN SPRECO DI REAGENTI E SEMPRE PRONTO PER LE ANALISI
- CASSETTE PER I TEST STABILI 24 MESI DATA PRODUZIONE A TEMPERATURA AMBIENTE
- SOFTWARE DEDICATO IN ITALIANO



Codice

HAABR11

HAAFE-02

HAAUA

Descrizione

Blood sample processing kit with Reticulocytes (vedi foto)

Gastrointestinal sample processing kit

Urine sample processing reagent kit

Confezione

30 pz.

30 pz.

30 pz.

Caratteristiche

Principio WBC, RBC, PLT: morfologia cellulare
HGB: colorimetria fotoelettrica

Analisi di:

► **Emocromo: 29 Parametri che comprendono:**

→WBC 5 Diff (11): WBC, Neu#, Lym#, Mon#, Eos#, Bas#, Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas%
→RBC (12) : RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, **RET, RET%**, MCVr, RDWr-CV
→PLT (6): PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCC, P-LCR

► **Analisi delle feci con rilevazione automatica di 5 categorie:**

→**Uova di parassiti**: **ALE** Ascaridi, **ANE** Anchilostoma, **CEE** Cestodi, **DIP** Dipylidium, **SPI** Spirometra mansoni
→**Protozoi Intestinali**: **TRI** Trichomonas, **FLA** Giardia SPP, **COD** Coccidi
→**Microorganismi**: **COS** Cocchi, **BACI** Bacilli, **C/B** Cocchi/Bacilli, **YEA** Lieviti
→**Cellule**: **RBC** Eritrociti, **WBC** Leucociti, **EPC** Cellule epiteliali
→**Funzionalità digestiva**: **STA** Granuli di amido, **LFAT** Gocce lipidiche, **PLA** Fibre vegetali, **AF** Miofibre

► **Analisi del sedimento urinario con rilevazione automatica di 5 categorie:**

→**Cilindri**: **HYA** ialini, **CEC** cellulari, **GRA** granulari, **WAC** cerei
→**Cristalli**: **MAP** struvite, **COC** calcio ossalato, **CP** calcio fosfato, **UAC** urati, **CYS** cistina
→**Cellule**: **RBC** eritrociti, **WBC** leucociti, **RTE** tubulari renali, **SEC** epiteliali squamose, **TEC** epiteliali di transizione, **SPE** spermatozoi
→**Microorganismi patogeni**: **COS** cocchi, **BAC** bacilli, **SAC** lieviti
→**Altro**: **FAT** Gocce lipidiche, **PHL** muco

Tipi di campione:


Sangue intero venoso (EDTA): ≤ 30μL


Feci: ≤ 5 gr o 150 μL

Urine: ≤ 400 μL

Calibrazione: Auto calibrante

Esempio di stampa dell'emocromo con reticolociti





Ematologia – ANALIZZATORI URIT 3000 vet PLUS

Specifiche Tecniche

Specie

Cane, Gatto, Cavallo, Maiale, Bovino, Bufalo, Coniglio, Scimmia, Ratto, Topo, Capra, Pecora, Cammello + 3 Specie definite dall'Operatore.

Parametri

21 Parametri: WBC, LYM%#, MID%#, GRAN%#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW_CV, RDW_SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P_LCC, P_LCR

3 Istogrammi WBC, RBC and PLT **modificabili dall'operatore**

Principio Operativo

Analisi WBC/RBC/PLT: Metodo ad impedenza;
Analisi HGB: Colorimetrico senza Cianuro

Reagenti

Diluente, Detergente, Lisante

Modalità Operativa

Sangue Intero & Prediluito

Volume Campione

Sangue Intero: 20 µL; Prediluito: 20 µL

Cadenza Operativa

Fino a 60 Campioni/Ora

Manutenzione

Autopulizia e manutenzione assistita

Memoria Interna

Fino a 200,000 Risultati Campione Completati di Istogrammi

Display

10.4" a Sforamento (Touch Screen)

Stampante

Termica di Dotazione, Esterna Opzionale

Tastiera esterna e mouse

Di dotazione

Interfacce, dimensioni e peso

RS232, 2 USB, LAN, Mouse, Tastiera esterna
53x33x46 cm 28 kg

Facilità d'uso


1. inserire le informazioni del campione



2. analizzare il campione



3. leggere i risultati



DILUENTE	URIVET DIL	E1007.5	5 lt.
LISANTE	URIVET LYSE	E1022VET.5	500 ml
DETERGENTE	URIVET CLEAN	E1097URI.5	5 lt.
SOL LAVAGGIO ENERGICO	BIOPUR T	E1091T	50 ml
CONTROLLO EMATOLOGICO	CBC 3D liv. Normale	E1091TX2	100 ml
		O3D010TA3	2 ml



Ematologia – ANALIZZATORI

URIT 5160 VET con RETICOLOCITI

Specifiche Tecniche

Specie

Cane, Gatto, Cavallo, Maiale, Bovino, Bufalo, Coniglio, Scimmia, Ratto, Topo, Capra, Pecora, Cammello + 3 Specie definite dall' Operatore

Parametri

34 Parametri: WBC, LYM% #, MON% #, NEU% #, EOS% #, BASO% #, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW CV, RDW SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P_LCC, P_LCR, RET%, RET_ABS, IRF, NRBC% #, LIC% #, ALY% #

2 Istogrammi per RBC e PLT,
2 Scattergrammi per WBC Diff,
2 Scattergrammi per Reticolociti

Principio Operativo

WBC Diff: Classificazione Cellulare con Laser a Luce Multi-Dimensionale;

Analisi WBC assoluto: sia con metodo ad impedenza (WIC) che con luce laser (WOC)

Analisi RBC/PLT: Metodo ad Impedenza;

Analisi HGB: Colorimetrico senza Cianuro

Reagenti

Diluyente, Sheath, Detergente, Lisante

Modalità Operativa

Sangue Intero & Prediluito

Volume Campione

Sangue Intero: 20 µL; Prediluito: 20 µL

Cadenza Operativa

Fino a 60 Tests/Ora

Manutenzione

Autopulizia e manutenzione assistita

Memoria Interna

Fino a 200,000 risultati campione completi di Istogrammi e Scattergrammi

Display

10.4" a sfioramento (Touch Screen)

Stampante

Termica di dotazione, Esterna Opzionale

Tastiera esterna

Di dotazione

Interfacce

USB, LAN

Dimensioni, Peso e Alimentazione Elettrica

490x332x459 mm 35 kg A.C 100V-240V, 50/60 Hz



Parametri aggiunti

Reticolociti
RET% , RF , RET_ABS
NRBC% , LIC% , ALY%



Accurata Tecnologia Laser

Senza Coloranti Chimici
Segnale Nativo della Morfologia Cellulare



Semplicità d'uso

Display touch screen da 10,4"
Software veterinario



Poca manutenzione

Autopulizia e manutenzione assistita


DILUENTE	URIVET DIL 5	E1007U5.5	5 lt
DETERGENTE	URIVET CLEAN 5	E1097U5.5	5 lt
SHEATH	URIVET SHEATH	E1046.5	5 lt
LISANTE	URIVET LYSE 5	E1022U5.5	500 ml
SOL LAVAGGIO ENERGETICO	BIOPUR T	E1091T	50 ml
		E1091TX2	100 ml
CONTROLLO EMATOLOGICO	CBC 3K liv. Normale	03K010TA3	3 ml

Esempio di stampa URIT 5160 VET



SIRT SRL URIT Auto Hematology Analyzer

Mode:Whole Blood+CBC+5DIFF		Phone:393 1812685	Case ID:123XY			
Master Name:VALSECCHI ALBERTO		Sex:Male	Animal Type:Cat			
ID:00005	Age:1Year	Test Time:11-10-2024 16:22:00				
Animal Name:CALIMERO		Print Time:11-10-2024 16:44:3196				
Item	Result	Unit	Range	Low	Normal	High
WBC (WBC)	8.23	10 ⁹ /L	5.50-19.50			
LYM% (LYM%)	21.19	%	12.00-45.00			
MON% (MON%)	7.08†	%	1.00-7.00			
NEU% (NEU%)	71.60	%	38.00-80.00			
EOS% (EOS%)	0.00‡	%	1.00-11.00			
BASO% (BASO%)	0.13	%	0.00-1.20			
LYM# (LYM#)	1.743	10 ⁹ /L	0.730-7.860			
MON# (MON#)	0.582	10 ⁹ /L	0.070-1.250			
NEU# (NEU#)	5.895	10 ⁹ /L	2.320-12.580			
EOS# (EOS#)	0.000‡	10 ⁹ /L	0.060-1.930			
BASO# (BASO#)	0.010	10 ⁹ /L	0.000-0.120			
RBC (RBC)	4.00‡	10 ¹² /L	4.60-12.00			
HGB (HGB)	14.7	g/dL	9.0-15.3			
HCT (HCT)	35.4	%	26.0-49.0			
MCV (MCV)	88.6†	fL	39.0-53.0			
MCH (MCH)	36.7†	pg	13.0-20.0			
MCHC (MCHC)	41.5†	g/dL	29.0-37.0			
RDW (RDW)	14.0	%	0.0-100.0			
RDW_CV (RDW_CV)	14.0‡	%	15.0-19.0			
RDW_SD (RDW_SD)	41.9	fL	35.0-43.1			
PLT (PLT)	241	10 ⁹ /L	100-518			
MPV (MPV)	19.1†	fL	8.1-13.9			
PDW (PDW)	12.9	fL	12.0-17.5			
PCT (PCT)	0.46	%	0.09-0.70			
P_LCR (P_LCR)	47.15	%	0.00-100.00			
P_LCC (P_LCC)	113	10 ⁹ /L	0-9999			
ALY% (ALY%)	0.3	%	0.0-2.0			
LIC% (LIC%)	3.1†	%	0.0-2.5			
NRBC% (NRBC%)	38.01	%	0.00-100.00			
ALY# (ALY#)	0.02	10 ⁹ /L	0.00-9999.00			
LIC# (LIC#)	0.25	10 ⁹ /L	0.00-9999.00			
NRBC# (NRBC#)	3.120	10 ⁹ /L	0.000-9999.000			



Sender:
Hospital Address:CERRO AL LAMBRO (MI)

Phone:393 1812685

controllo esiguito

ANALIZZATORE POC DI EMOGLOBINA ED EMATOCRITO

Prodotto

Descrizione

Codice

Pz /conf

URIT 12VET



URIT 12H – Analizzatore POC per determinazione della Emoglobina ed Ematocrito su di una goccia di sangue intero o capillare in tre passaggi:

- Inserire la striscia reattiva,
- Applicare il campione
- . Leggere il risultato

Una goccia di sangue intero, sangue capillare

Cane, Gatto, Cavallo

Tempo di misura: 10 sec.

Fotometria a riflessione

Range di misura: 4.0-24.0 g/L

Dim. 102x50x19 mm Peso 58 gr

URIT12VET

1

STRISCE REATTIVE

HEMOGLOBIN TEST STRIP

URITH12VET

2x25 tests

REAGENTI COMPATIBILI E CONTROLLI PER LA SEGUENTE STRUMENTAZIONE

- ABACUS JUNIOR VET**
- ABACUS JUNIOR VET 5**
- ABC VET**
- ABC VET PLUS**
- AVANTOR BENESPHERA 32 VET**
- DYMIND DH36VET**
- DREW D3 VET**
- EXIGO VET**
- GENIUS KT 6200,6300,6400 VET**
- HeCo VET**
- HEMASCREEN 18**
- HEMAVET 8300, S8018**
- MEDONIC CA570 e SERIE 600**
- MELET MS4**
- MINDRAY BC 2800 VET e 3000 VET**
- MINDRAY BC 5380 VET**
- ORPHEE MYTHIC 18 VET**
- PROKAN PE 6800 VET**
- PROCYTE DX**
- RAYTO RT 7600 VET**
- SEMAR S8018**
- URIT 3000 VET PLUS**
- URIT 5200 SERIE VET**
- URIT 5160 VET**
- VET SCAN HMII**
- VET SCAN HM 5**
- V SIGHT**



CHIMICA CLINICA e COAGULAZIONE VETERINARIA

CELERCARE V5



Analizzatore per l'esecuzione dei Test di Chimica Clinica e Coagulazione Veterinaria a rotori

L'analizzatore comprende: cavi di collegamento, manuale di istruzioni, **software di gestione dedicato per PC in italiano**, pipetta di dispensazione.



DISPENSARE IL CAMPIONE NEL ROTORE



INSERIRE IL ROTORE



LEGGERE IL RISULTATO SULLO STRUMENTO O SUL PC

ROTORI SEMPRE DISPONIBILI

COMPREHENSIVE 19+5	19 Misurati: TP ALB TBIL ALT AST GGT ALP TBA CK AMY TG CHOL GLU CRE BUN tCO2 Ca P Mg	212169	10 pz
	5 Calcolati: GLO ALB/GLO AST/ALT BUN/CRE CaxP		
COMPREHENSIVE 20+7	20 Misurati: TP ALB ALT AST GGT ALP TBIL TBA CRE BUN AMY LPS GLU CHOL K ⁺ Na ⁺ Cl ⁻ Ca P Mg	212139	10 pz
	7 Calcolati: GLO ALB/GLO AST/ALT BUN/CRE Na ⁺ /K ⁺ CaxP AG		
HEALTH CHECK PLUS 15+5	15 Misurati: TP ALB TBIL ALT ALP AMY CHOL GLU CRE BUN Ca P K ⁺ Na ⁺ TBA	212171	10 pz
	5 Calcolati: GLO ALB/GLO BUN/CRE Na ⁺ /K ⁺ CaxP		
LIVER & KIDNEY 9+4	9 Misurati: TP ALB ALT AST GGT TBIL CRE BUN GLU	212173	10 pz
	4 Calcolato: GLO ALB/GLO AST/ALT BUN/CRE		
PREANESTHETIC PLUS 9+2	9 Misurati: TP ALT AST ALP BUN CRE CK LDH GLU	212174	10 pz
	2 Calcolati: AST/ALT BUN/CRE		
COAGULATION 4	4 Misurati: PT aPTT TT FIB	212130	10 pz

Analizzatore PoC veterinario quantitativo ad immunofluorescenza

EP1000 VET

- Card a secco monotest conservabili a **temperatura ambiente**
- Scadenza card 24 mesi data produzione
- Tempo di analisi 10 min.
- Display grafico touch-screen
- Stampante integrata
- Portatile con maniglia per il trasporto
- Software in italiano



TEST DISPONIBILI confezioni da 10 tests

CANI



Test	Descrizione	Codice	Tipo campione e q.tà	Volume reazione	Tempo reazione	Unità
INFIAMMAZIONE						
cCRP	Proteina C Reattiva Canina	35030001	Sangue intero, Siero, Plasma (10 µl)	100 µl	3 min	mg/L
PANCREATITE						
cPL	Lipasi Pancreatica specifica Canina	35030014	Siero, Plasma (50 µl)	100 µl	15 min	µg/ml
PATOGENI						
CCV-Ag	Coronavirus Antigene Canino	35030004	Tampone rettale (1/2-2/3 punta cotone)	100 µl	10 min	Tu/ml
CDV-Ag	Cimurro Antigene Canino	35030010	Tamp. rinofaringeo, oculare (1/2-2/3 punta cotone)	100 µl	10 min	Tu/ml
CPV-Ag	Parvovirus Antigene Canino	35030012	Tampone rettale (1/2-2/3 punta cotone)	100 µl	10 min	Tu/ml
CPV+CCV	CPV-Ag + CCV-Ag	**	Tampone rettale (1/2-2/3 punta cotone)	100 µl	10 min	Tu/ml
Giardia-Ag	Giardia Antigene	35030022	Tampone rettale (1/2-2/3 punta cotone)	100 µl	10 min	Tu/ml
HP-Ag	Helicobacter Pylori Antigene	**	Tampone rettale (1/2-2/3 punta cotone)	100 µl	10 min	Tu/ml
CHW-Ag	Dirofilaria (Heartworm) Antigene Canino	35030033	Siero, Plasma (50 µl)	10 µl	10 min	Tu/ml

TEST DISPONIBILI confezioni da 10 tests

CANI

Test	Descrizione	Codice	Tipo campione e q.tà	Volume reazione	Tempo reazione	Unità
ANTICORPI						
CPV-Ab	Parvovirus Anticorpo Canino	35030011	Siero, Plasma (20 µl)	100 µl	10 min	Tu/ml
CDV-Ab	Cimurro Anticorpo Canino	35030009	Siero, Plasma (20 µl)	100 µl	10 min	Tu/ml
CAV-Ab	Adenovirus Anticorpo Canino	35030013	Siero, Plasma (20 µl)	100 µl	10 min	Tu/ml
	CPV / CDV / CAV-Ab	**	Siero, Plasma (20 µl)	100 µl	10 min	Tu/ml
cLSH-Ab	Leishmania Anticorpo Canina	35030006	Siero, Plasma (20 µl)	100 µl	10 min	Tu/ml
cEHR-Ab	Ehrlichia canina Anticorpi	35030023	Siero, Plasma (20 µl)	100 µl	10 min	Tu/ml
cBG-Ab	Babesia Gipsoni Anticorpo Canina	35030027**	Siero, Plasma (20 µl)	100 µl	10 min	Tu/ml
cLYM-Ab	Anticorpi malattia di Lyme Canina	35030025**	Siero, Plasma (20 µl)	100 µl	10 min	Tu/ml
cANA-Ab	Anaplasma Anticorpo Canina	35030028**	Siero, Plasma (20 µl)	100 µl	10 min	Tu/ml
cRV-Ab	Anticorpi Virus rabbia Canina	35030026**	Siero, Plasma (20 µl)	100 µl	10 min	Tu/ml
Toxo-Ab	Toxoplasma Gondii Anticorpo canino	35030019	Siero, Plasma (20 µl)	100 µl	10 min	Tu/ml
MARKER CARDIACI						
ccTnl	Troponina Cardiaca Canina	35030031	Siero, Plasma (50 µl)	100 µl	10 min	pmol/L
cNT-proBNP	Peptide Natriuretico di tipo B Canino	35030002	Siero, Plasma (50 µl)	100 µl	10 min	pmol/L
FUNZIONE RENALE						
cCys C	Cistatina C Canina	35030016	Siero, Plasma (50 µl)	100 µl	10 min	mg/dl
SDMA	Dimetilarginina simmetrica	35030024	Siero, Plasma (50 µl)	100 µl	10 min	mg/dl
GRAVIDANZA						
cPROG	Progesterone Canino	35030015	Siero, Plasma (50 µl)	100 µl	10 min	µg/ml
cRLN	Relaxina Canina	35030008	Siero, Plasma (50 µl)	100 µl	10 min	µg/ml
FUNZIONE TIROIDEA						
cTT4	Tiroxina Totale Canina	35030005	Siero, Plasma (50 µl)	100 µl	2 min +10 min	µmol/L
cTSH	Ormone Tiroideo-Stimolante Canino	35030003	Siero, Plasma (50 µl)	100 µl	10 min	mIU/ml
FUNZIONE SURRENALE						
cCortisol	Cortisolo Canino	35030007	Siero, Plasma (50 µl)	100 µl	10 min	µmol/L

**** prossima disponibilità**

TEST DISPONIBILI confezioni da 10 tests

GATTI



Test	Descrizione	Codice	Tipo campione e q.tà	Volume reazione	Tempo reazione	Unità
INFIAMMAZIONE						
fSAA	Sieroameloide A Felina	35020001	Sangue intero, Siero, Plasma (10 µl)	100 µl	3 min	mg/L
PANCREATITE						
fPL	Lipasi Pancreatica specifica Felina	35020002	Siero, Plasma (50 µl)	100 µl	15 min	µg/ml
PATOGENI						
FPV-Ag	Panleucopenia/Parvovirus Felina Ag	35020010	Tampone rettale (1/2-2/3 punta cotone)	100 µl	10 min	Tu/ml
FHV-Ag	Herpes Virus Antigene Felino	35020008	Tamp. rinofaringeo, oculare (1/2-2/3 punta cotone)	100 µl	10 min	Tu/ml
FCV-Ag	Calicivirus Antigene Felino	35020004	Tamp. rinofaringeo, oculare (1/2-2/3 punta cotone)	100 µl	10 min	Tu/ml
FPV+FCoV	FPV-Ag + FCoV-Ag	**	Tampone rettale (1/2-2/3 punta cotone)	100 µl	10 min	Tu/ml
Giardia-Ag	Giardia Antigene	35030022	Tampone rettale (1/2-2/3 punta cotone)	100 µl	10 min	Tu/ml
HP-Ag	Helicobacter Pylori Antigene	**	Tampone rettale (1/2-2/3 punta cotone)	100 µl	10 min	Tu/ml
FCoV-Ag	Coronavirus Antigene Felino	35020005	Tampone rettale (1/2-2/3 punta cotone)	100 µl	10 min	Tu/ml
ANTICORPI						
FPV-Ab	Parvovirus Anticorpo Felino	35020009	Siero, Plasma (20 µl)	100 µl	10 min	Tu/ml
FHV-Ab	Herpes Virus Anticorpo Felino	35020007	Siero, Plasma (20 µl)	100 µl	10 min	Tu/ml
FCV-Ab	Calicivirus Anticorpo Felino	35020003	Siero, Plasma (20 µl)	100 µl	10 min	Tu/ml
	FPV / FHV / FCV -Ab	**	Siero, Plasma (20 µl)	100 µl	10 min	Tu/ml
fLSH-Ab	Leishmania Anticorpo Felino	35030029	Siero, Plasma (20 µl)	100 µl	10 min	Tu/ml
Toxo-Ab	Toxoplasma Gondii Anticorpo	35030019	Siero, Plasma (20 µl)	100 µl	10 min	Tu/ml
IMMUNODEFICIENZA						
FeLV-Ag	Leucemia Virus Antigene Felina	35030021	Siero, Plasma (20 µl)	100 µl	10 min	Tu/ml
FIV-Ab	Virus Immunodeficienza Felina Ab	35030018	Siero, Plasma (20 µl)	100 µl	10 min	Tu/ml
MARKER CARDIACI						
fcTnl	Troponina Cardiaca Felina	35030032**	Siero, Plasma (50 µl)	100 µl	10 min	pmol/L
fNT-proBNP	Peptide Natriuretico di tipo B Felino	35030020	Siero, Plasma (50 µl)	100 µl	10 min	pmol/L
FUNZIONE RENALE						
fCys C	Cistatina C Felina	35030017	Siero, Plasma (50 µl)	100 µl	10 min	mg/dl
SDMA	Dimetilarginina simmetrica Felina	35030024	Siero, Plasma (50 µl)	100 µl	10 min	mg/dl
FUNZIONE TIROIDEA						
FTT4	Tiroxina Totale Felina	35020006	Siero, Plasma (50 µl)	100 µl	2 min +10 min	µmol/L
FUNZIONE SURRENALE						
fCortisol	Cortisolo Felino	35030030**	Siero, Plasma (50 µl)	100 µl	10 min	µmol/L

** prossima disponibilità

Real Time PCR

sistema composto da:

Qmini

BVG-1100 Estrattore di acido nucleico


- Tecnologia a perle magnetiche
- Estrazione automatica di Acido Nucleico
- Processa 2 campioni contemporaneamente
- Tempo di processo - 8 minuti
- L'Acido Nucleico estratto può essere conservato per un utilizzo a lungo termine - conveniente per le analisi di diversi patogeni



BVQ-1100 Real-time PCR Analizzatore

- PCR - Sonda Taqman
- Alta sensibilità e specificità
- Analizza fino a 16 analiti nello stesso tempo
- Fornisce il valore di Ct e la curva di amplificazione
- Stampa automatica dei risultati dei test
- Alta flessibilità - rilevamento simultaneo di diversi patogeni di animali domestici

Flusso di lavoro



Real Time PCR TEST DISPONIBILI

Descrizione analiti	Campione -Codice	Tests
Pet Qmini Kit di estrazione Acido Nucleico	PG01-1	16
Avian Qmini Kit di estrazione Acido Nucleico	PG02-1	8

CANI TEST SINGOLI – Real time PCR detection kit

Canine Coronavirus		PC01-1	8
Canine Adenovirus type 1		PC02-1	8
Canine Adenovirus type 2		PC03-1	8
Canine Parainfluenza virus		PC04-1	8
Canine Distemper virus		PC05-1	8
Canine Parvovirus		PC06-1	8
Canine Babesia spp. (<i>Babesia cains</i> + <i>B. vogeli</i> + <i>B. gibsoni</i> + <i>Babesia canis rossi</i>)		PC07-1	8
Ehrlichia spp.		PC08-1	8
Mycoplasma cynos (<i>Mycoplasma cynos</i> + <i>Mycoplasma canis</i>)		PC09-1	8
Anaplasma phagocytophilum		PC10-1	8
Mycoplasma haemocanis		PC11-1	8
Leishmania spp		PC12-1	8
Babesia gibsoni		PC13-1	8
Babesia canis (<i>Babesia canis</i> + <i>B. vogeli</i>)		PC14-1	8
Anaplasma platys		PC22-1	8
Neospora caninum		PC23-1	8
Severe fever with thrombocytopenia syndrome		PC25-1	8
Canine influenza virus (CIV)		PC26-1	8
Canine respiratory Coronavirus		PC28-1	8
Canine Herpesvirus 1		PC29-1	8
Canine Pneumovirus		PC31-1	8

CANI PANNELLI – Real time PCR detection kit

Canine Parvovirus / Canine Coronavirus		PC15-1	8x2
Babesia canis / Babesia gibsoni		PC16-1	8x2
Canine Anemia Panel (6 test) <i>Babesia canis</i> + <i>Babesia vogeli</i> / <i>Babesia gibsoni</i> / <i>Borrelia burgdorferi</i> / <i>Ehrlichia spp.</i> / <i>Anaplasma phagocytophilum</i> / <i>Mycoplasma haemocanis</i>		PC17-1	8x6
Canine Vector-Borne Pathogens Panel (4 test) <i>Borrelia burgdorferi</i> / <i>Ehrlichia spp.</i> / <i>Anaplasma phagocytophilum</i> / <i>Dirofilaria immitis</i>		PC18-1	8x4

Real Time PCR

TEST DISPONIBILI

Descrizione analiti	Campione	-Codice	Tests
CANI PANNELLI – Real time PCR detection kit			
Canine Respiratory Panel (4 test) <i>Canine Distemper virus / Canine Adenovirus type II / Canine Parainfluenza virus / Bordetella bronchiseptica</i>		PC19-1	8x4
Canine GI Panel (4 test) <i>Canine Parvovirus/Canine Coronavirus / Giardia lamblia / Cryptosporidium spp.</i>		PC20-1	8x4
Tick Panel (4 test) <i>Babesia canis + Babesia vogeli /Babesia gibsoni /Ehrlichia spp / Anaplasma phagocytophilum</i>		PC21-1	8x4
Canine Respiratory Panel (6 test) <i>Canine Distemper Virus / Canine Adenovirus Type II / Canine Parainfluenza Virus / Bordetella bronchiseptica / Mycoplasma cynos / Canine influenza viruses</i>		PC30-1	8x6
Canine Distemper virus / Canine Parainfluenza Virus		PC32-1	8x2
Mycoplasma cynos / Canine influenza virus (CIV)		PC33-1	8x2
FELINI TEST SINGOLI – Real time PCR detection kit			
Feline Coronavirus		PF01-1	8
Feline Calicivirus		PF02-1	8
Feline Herpesvirus		PF03-1	8
Feline Parvovirus		PF04-1	8
Chlamydia felis		PF05-1	8
Mycoplasma felis		PF06-1	8
Bartonella henselae		PF07-1	8
Feline Immunodeficiency virus		PF08-1	8
Feline Leukemia virus		PF09-1	8
Tritrichomonas foetus		PF10-1	8
Candidatus Mycoplasma haemominutum		PF21-1	8
Mycoplasma haemofelis		PF22-1	8
Candidatus Mycoplasma turicensis		PF23-1	8
Feline Hemotropic Mycoplasma		PF24-1	8

Legenda

 EDTA sangue intero	 Urine	 Tampone Oculare / Nasofaringeo
 Feci / Tampone anale	 CSF	 Effusione pleurale/addominale
 Tampone orale	 Vomito	 Tampone della ferita
 Saliva	 Tampone branchiale	 Piume con il loro calamo di base

Real Time PCR

TEST DISPONIBILI

Descrizione analiti	Campione	Codice	Tests
FELINI PANNELLI – Real time PCR detection kit			
Feline Calicivirus / Feline Herpesvirus		PF11-1	8x2
Chlamydia felis / Mycoplasma felis		PF12-1	8x2
Feline Parvovirus / Feline Coronavirus		PF13-1	8x2
Feline Immunodeficiency virus / Feline Leukemia virus		PF14-1	8x2
Feline Bartonella henselae / Toxoplasma gondii		PF15-1	8x2
Feline Respiratory Panel (4 test)			
<i>Feline Calicivirus/Feline Herpesvirus/Chlamydia felis / Mycoplasma felis</i>		PF16-1	8x4
Feline GI Panel (4 test)			
<i>Feline Parvovirus/ Feline Coronavirus/ Giardia lamblia / Tritrichomonas foetus</i>		PF18-1	8x4
Feline Stomatitis Panel (4 test)			
<i>Feline Calicivirus/Feline Herpesvirus / Feline Immunodeficiency virus/ Feline Leukemia virus</i>		PF19-1	8x4
Feline Anemia Panel (4 test)			
<i>Mycoplasma haemofelis + Candidatus Mycoplasma haemominutum/ Bartonella henselae / Feline Immunodeficiency virus/ Feline Leukemia virus</i>		PF20-1	8x4
Feline Anemia Panel (6 test)			
<i>Candidatus Mycoplasma haemominutum/Candidatus Mycoplasma haemofelis/Candidatus Mycoplasma turicensis / Bartonella henselae / Feline Immunodeficiency virus/ Feline Leukemia</i>		PF27-1	8x6
CANI / FELINI TEST SINGOLI – Real time PCR detection kit			
Borrelia burgdorferi		PFC01-1	8
Heartworm (Dirofilaria immitis)		PFC02-1	8
Toxoplasma gondii		PFC03-1	8
Cryptosporidium spp.		PFC04-1	8
Leptospira spp.		PFC05-1	8
Giardia lamblia		PFC06-1	8
Rabies virus		PFC07-1	8
Bordetella bronchiseptica		PFC08-1	8
Brucella spp.		PFC09-1	8
Helicobacter pylori		PFC12-1	8
Hepatozoon		PFC14-1	8
Salmonella spp		PFC15-1	8

Real Time PCR

TEST DISPONIBILI

Descrizione analiti	Campione	Codice	Tests
CANI / FELINI PANNELLI – Real time PCR detection kit			
Leptospira spp. / Toxoplasma gondii		PFC10-1	8x2
Giardia lamblia / Tritrichomonas foetus		PFC11-1	8x2
Zoonosis Panel (6 test)			
<i>Leptospira spp.</i> / <i>Toxoplasma gondii</i> / <i>Babesia canis</i> + <i>Babesia vogeli</i> / <i>Babesia gibsoni</i> / <i>Bartonella henselae</i> / <i>Dirofilaria immitis</i>		PFC13-1	8x6
ANIMALI ESOTICI TEST SINGOLI – Real time PCR detection kit			
Rabbit Encephalitozoon cuniculi	 	PE09-1	8
Rabbit Hemorrhagic Disease virus		PE13-1	8
Parrot Bornavirus	 	PE01-1	8
Parrot Herpesvirus	  	PE02-1	8
Parrot beak and feather disease virus	 	PE06-1	8
Chlamydia psittaci		PE18-1	8
Pigeon Circovirus	 	PE03-1	8
Pigeon Paramyxovirus 1		PE07-1	8
Pigeon Adenovirus type 1	 	PE11-1	8
Pigeon Adenovirus type 2	 	PE12-1	8
Trichomonas gallinae		PE15-1	8
Avian Polyomavirus	 	PE10-1	8
Mink Distemper virus		PE05-1	8
Mink Enteritis virus		PE16-1	8
Turtle Mycoplasma		PE08-1	8
Chelonid Alphaherpesvirus	  	PE17-1	8
Aleutian mink disease virus	  	PE19-1	8
Snake Paramyxovirus	 	PE20-1	8
Koi herpesvirus	 	PE23-1	8
Cryptosporidium saurophilum	Tampone cloacale	PE25-1	8
Turtle Herpesviruses	  	PE27-1	8
ANIMALI ESOTICI PANNELLI – Real time PCR detection kit			
Parrot beak and feather disease virus / Avian polyoma virus	 	PE14-1	8x2
Cryptosporidium serpentis / Cryptosporidium saurophilum	Tampone cloacale	PE26-1	8x2



TEST RAPIDI



Specie	Codice	Prodotto	Conf.
Cane	RC01-1	CPV Ag Test	10 tests
	RC03-1	CDV Ag Test	10 tests
	RC06-1	CHW Ag Test	10 tests
	RC07-1	E. canis Ab Test	10 tests
	RC08-1	Anaplasma Ab Test	10 tests
	RC09-1	Lyme Ab Test	10 tests
	RC10-1	Leishmania Ab Test	10 tests
	RC11-0	Canine Babesia gibsoni Ab Test	5 tests
	RC12-0	Canine Babesia spp. Ab Test	5 tests
	RC13-1	Giardia Ag Test	10 tests
	RC23-1	Rabies Ag Test	10 tests
	RC26-1	Leptospira IgM/IgG Ab Test	10 tests
	RC27-1	C. Brucella Ab Test	10 tests
	RC28-1	CDV Ab Test	10 tests
	RC29-1	CPV Ab Test	10 tests
	RC32-1	cPL Test	10 tests
	RC14-1	CPV Ag/CCV Ag Combo Test	10 tests
	RC22-1	CPV Ag/CDV Ag Combo Test	10 tests
	RC15-1	Anaplasma Ab/E.canis Ab Combo Test	10 tests
	RC24-1	E.canis Ab / Leishmania Ab Combo Test	10 tests
	RC16-1	VLabs 3DX (CPV Ag/CCV Ag/Giardia Ag)	10 tests
	RC17-1	VLabs 3RX (CDV Ag/CAV Ag/CIV Ag)	10 tests
	RC34-1	E.canis Ab/Anaplasma Ab/B. gibsoni Ab Combo Test	10 tests
	RC18-0	VLabs 4X	5 tests
	RC18-1	(CHW Ag / Lyme Ab /E. canis Ab / Anaplasma Ab)	10 tests
	RC19-0	VLabs 4BX	5 tests
	RC19-1	(CHW Ag / B. gibsoni Ab / E. canis Ab / Anaplasma Ab)	10 tests
	RC20-0	VLabs 4BX Plus	5 tests
	RC20-1	(CHW Ag / B. spp Ab / E.canis / Anaplasma Ab)	10 tests
	RC21-1	VLabs 4LX (CHW Ag / LSH Ab / E. canis Ab / Anaplasma Ab)	10 tests


Specie	Codice	Prodotto	Conf.
Gatto	RF01-1	FIV Ab Test	10 tests
	RF02-1	FeLV Ag Test	10 tests
	RF03-1	FPV Ag Test	10 tests
	RF04-1	Toxoplasma IgM/IgG Ab Test	10 tests
	RF05-1	FCoV Ab Test	10 tests
	RF06-1	FCoV Ag Test	10 tests
	RF10-1	FCV Ag / FHV Ag Combo Test	10 tests
	RF11-1	FeLV Ag / FIV Ab Combo Test	10 tests
	RF12-1	Feline 3X Test (FeLV Ag / FIV Ab / FCoV Ab)	10 tests
	RF13-0	Feline 3DX Test	5 tests
	RF13-1	(FPV Ag / FCoV Ag / Giardia Ag)	10 tests
	PDK-1	FIP Peritonitis Detection Kit	10 tests
	FBT-0	Feline Blood Typing Kit	5 tests
Esotici	RE01-0	Salmonella Ag Test	5 tests
	RE02-0	Candida albicans Ag Test	5 tests
	RE03-0	ALV Ag Test	5 tests
	RE04-0	NDV Ag Test	5 tests
	RE09-0	AIV Ag Test	5 tests



COAGULAZIONE VETERINARIA

Prodotto	Descrizione	Codice	Kit
WONDFO NX-102 Coagulometro POC Veterinario	Analizzatore PoC per la determinazione quantitativa dei parametri di coagulazione, su sangue intero citrato di cani e gatti, completo di stampante e batteria ricaricabile (opzionale)	NX – 102	1
	PT Tempo di Protrombina	V211	12 test
	aPTT Tempo di Tromboplastina Parziale Attivata	V212	12 test
	Fibrinogeno Fattore Coagulativo espresso in concentrazione	V213	12 test

EMOGAS-ANALISI VETERINARIA

Prodotto	Descrizione	Codice	Kit
WONDFO VCARE 500	Strumento per emogas-analisi veterinaria, portatile, completo di stampante e batteria	XQ-102	1
 	Card 10 Parametri per la determinazione di: PH, pO ₂ , pCO ₂ , K ⁺ , Na ⁺ , Cl ⁻ , Ca ⁺⁺ , Hct, Glu, Lac	V114	10 tests
	Cartuccia valida per 50/Test 60/gg	V111	1

10 Measured Parameters :

pH, pCO₂, pO₂, K⁺, Na⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Glu, Lac, Hct

24 Calculated Parameters :

cH⁺(T), pH(T), pCO₂(T), pO₂(T), pO₂(A-a)(T), pO₂(a/A)(T), RI(T), pO₂(T)/FiO₂, cH⁺, Ca⁺⁺(7.4), HCO₃⁻act, HCO₃⁻std, BE(B), BB(B), BE(ecf), AG, sO₂(est), tHb(est), ctCO₂, pO₂ (A-a), pO₂(a/A), RI, POP, pO₂/FiO₂

ANALISI URINE VETERINARIA

Prodotto	Descrizione	Codice	Conf
URIT-50 VET 	Analizzatore per urine semiautomatico da banco. - software dedicato alla veterinaria - 60 Test/h. (125 Test/h Quick Mode) - display LCD - memoria: 5000 risultati - comunicazione: seriale, parallela, ps2 - stampante termica incorporate - dimensioni 290 x 200 x 100 mm Strisce per Urine 13+2 Parametri Leucociti, Chetoni, Urobilinogeno, Bilirubina, Proteine, Glucosio, peso specifico, Sangue, pH, Acido Ascorbico, Creatinina, Calcio e Microalbumina. oltre al rapporto PU/CU e MU/CU	URIT50VET	1
STRISCE URINE		UCVET13PLUS	50 tests
URIT UC32-A VET 	Analizzatore per urine semiautomatico portatile - software dedicato alla veterinaria - display a colori Touch Screen - comunicazione: cavo / Bluetooth - stampante esterna inclusa Strisce per Urine 13+2 Parametri Leucociti, Chetoni, Urobilinogeno, Bilirubina, Proteine, Glucosio, peso specifico, Sangue, pH, Acido Ascorbico, Creatinina, Calcio e Microalbumina. oltre al rapporto PU/CU e MU/CU	UC32AVET	1
STRISCE URINE		UCVET13PLUS	50 tests

SIRT SRL

ESAME URINE ID eseguite in data _____

mascia vincenzo cane

Nome test	Valore	
Esame chimico:		
Vc	+/- 0.6	
LEU	+3 500	
MA	>=150 m	<2
CR	>=26.4	0
KET	- 0	
URO	+1 33	3
BIL	- 0	
GLU	- 0	<2
PRO	+3 >=3.0	<0.1
SG	1.030	1.0
pH	7.0	5
BLD	+3 200	
Ca	<=1.0	1
ACR	3.4-33.9	<2
PRO/CR	0.4-1.0	<0

sedimento:

Colore	Giallo
Aspetto	Opalescente
Leucociti	☐ Rar ☐ 5-10 ☐ 10-20 ☐ 20+
Eritrociti	☐ Rar ☐ 5-10 ☐ 10-20 ☐ 20+
Cilindri ialini	☐ Rar ☐ Alcuni ☐ Molti
Cilindri	☐ Rar ☐ Alcuni ☐ Molti
Cell. paviment.	☐ Rare ☐ Alcune ☐ Molti
Cell.	☐ Rare ☐ Alcune ☐ Molti
Cristalli	☐ Ossalati ☐ Fosfati ☐ Urat ☐ Ac.Urico ☐ Cistin ☐ Carbic
Sali Amorf.	☐ Fosfati ☐ Urat
Miceti	☐ Rar ☐ Alcuni ☐ Numeros
Fil. Mucosi	☐ Rar ☐ Alcuni ☐ Numeros



ANALISI URINE VETERINARIA e SEDIMENTO URINARIO

URIT US 500 VET

Analizzatore automatico per analisi delle urine **completo del sedimento urinario**



All in One

- > Analisi chimica e fisica dei sedimenti in un unico analizzatore
- > Compatto e robusto



Less is More

- > Consumo di routine solo detergente UDE-50vet e striscia per urina UCVET 13plus
- > Spazio macchina minimo / più spazio libero per il laboratorio
- > Volume campione di soli 0.6 ml



AI Technology

- > Sistema di apprendimento profondo
- > Rete neurale multistrato CNN più intelligente
- > Tecnologia di apprendimento e migrazione ampliata e più compatibile
- > Hardware potente migliorato CPU+GPU+MCU+FPGA



Easy Maintenance

- > Supporto magnetico per striscia reattiva facile da caricare e scaricare
- > Messa a fuoco automatica senza soluzione di focus
- > Funzione di autopulizia



Conductivity and Osmolality

- > Valutazione della capacità renale di concentrare e diluire l'urina
- > Aiuta a individuare i danni renali in fase iniziale
- > Dà una indicazione indiretta di lesioni ai tubuli e ai tubuli collettori
- > Nessuna interferenza da GLU e PRO
- > Nessuna spesa aggiuntiva



Automatic Retest

- > Diluizione automatica del campione da rianalizzare quando la concentrazione è elevata
- > Unico tampone per la diluizione automatica



Reagent Friendly

- > Pacco reagenti integrato di facile carico e scarico
- > Registrazione automatica durante il caricamento
- > Reagente per la pulizia di routine e per la pulizia energica in un unico pacco



STRISCE URINE

Strisce per Urine 13+2 Parametri

Leucociti, Chetoni, Urobilinogeno, Bilirubina, Proteine, Glucosio, Peso Specifico, Sangue, pH, Acido Ascorbico, Creatinina, Calcio e Microalbumina. oltre al rapporto PU/CU e ACR

UCVET13PLUS

50 tests

DETERGENTE/REAGENTE

CALIBRATORE SEDIMENTO URINARIO

CONTROLLO QUALITA' URINE LIQUIDO

CONTROLLO SEDIMENTO URINARIO

Confezione di reagente UDI1 e UDI2

UDE50VET

1 conf

UCA50VET

1 conf

UQVET

1 conf


UQC50VET

1 conf

URIT US 500 VET



Guida grafica dinamica



Automazione dello standard aureo

- > Scatta foto con obiettivo ad ingrandimento 40x
- > Mostra immagini grezze a campo intero e immagini di singole particelle
- > Due canali: uno per il test uno per il backup



ANALISI URINE VETERINARIA e SEDIMENTO URINARIO


URIT US 500 VET

SPECIFICHE

Principio

Chimica	Fotometro a riflessione a due lunghezze d'onda
Sedimento:	Tecnologia AI ricognitiva Microscopia automatica Tecnologia ad Immagine Digitale Metodo ad impedenza elettrica
Conducibilità:	
Parametri	
Parametri della striscia chimica:	13 VET PLUS: LEU, KET, NIT, URO, BIL, PRO, GLU, SG, BLD, pH, VitC, MA, CRE, CA
Parametri calcolati:	ACR (Ma/Cre), PCR (Pro/Cre)
Parametri Sedimento urinario:	Rilevazione automatica di 21 specie: RBC, G1, Ghost, WBC, WBCC, SQEP, TREP, REP, HYA, GRAN, WAXY, CELL, CAOX, URIC, STRUVITE, AMOR, OTCRY, BACT, FUNGUS, MUGS and SPRM Altre specie possono essere classificate manualmente RBC phase: R-RATE, MCV, MCV-CV Conducibilità, Osmolarità, COLORE e TURBIDITA' (Inserimento manuale) Chimica+ Sedimento: 25T / H I Chimica: 60T / H I Sedimento: 30T/H
Parametri fisici:	
Velocità di analisi	0.6mL
Volume campione:	470nm, 550nm, 620nm, 720nm
Lunghezze d'onda:	Urine
Campione	13 VET PLUS
Strisce	Detergente A, Detergente C, QC e Calibratore
Reagenti	288 immagini per ciascun campione
Grandi immagini grezze	1.3 Million Pixels
Camera Pixels	40X
Lente ingrandimento	Chimica: Plus, ENG, SI, CONV
Unità del report	Sedimento: / μ l, /HPF, /LPF, SQ Conducibilità: mS/cm Osmolarità: mOsm/kg Sì
Comandi vocali	Chimica + Sedimento + Parametri fisici + RBC phase + Quadro generale grezzo
Stampa	Net port, USB, VGA, HDMI, PS2, COM port
Interfacce	$\geq 100,000$
Memoria risultati	18.5kg
Peso	465mm x 270mm x 405mm (L*W*H)
Dimensioni	

ELETTROFORESI VETERINARIA

Prodotto	Descrizione	Codice	Kit
MINILITE VET 	Analizzatore automatico per elettroforesi su acetato di cellulosa con software dedicato alla veterinaria Lo strumento esegue in modo automatico tutte le fasi della elettroforesi dal deposito alla migrazione, alla colorazione, decolorazione e lettura delle strisce di acetato di cellulosa di SIERO PROTEINE, EMOGLOBINE**, LIPOPROTEINE**, PROTEINE URINARIE** ** a richiesta	MINILITEV	1
			
KIT SIERO PROTEINE	Kit completo per la determinazione della elettroforesi delle siero-proteine su acetato di cellulosa	EE501.S244	400 tests
		EE501.S24	200 tests

REAGENTI PER ELETTROFORESI SU ACETATO DI CELLULOSA PER STRUMENTAZIONE AUTOMATICA E MANUALE

- **Strisce di acetato di cellulosa vari formati** per metodo manuale e strumentazione automatica
 - **Soluzioni Tampone** pronte all'uso e concentrate per Siero-proteine, Lipo-proteine ed Emoglobine
- **Soluzioni coloranti** pronte all'uso per Siero-proteine, Lipo-proteine ed Emoglobine
 - **Soluzioni decoloranti** per Siero-proteine, Lipo-proteine ed Emoglobine
- **Soluzioni diafanizzanti (trasparentizzanti)**
 - **Tamponi di migrazione, asciugatura e campione** per varia strumentazione automatica



SPUGNA EMOSTATICA

Prodotto	Descrizione	Codice	Kit
	CUTANPLAST® è una spugna di gelatina sterile riassorbibile con un alto effetto emostatico. La superficie porosa della gelatina induce la rottura rapida delle piastrine con la conseguente attivazione della cascata di enzimi che porta alla coagulazione naturale. PRODOTTO SECONDO LA DIRETTIVA EUROPEA 93/42/CEE: Dispositivo Medico di Classe III impiantabile		
	STANDARD	Dimensioni della spugna mm. 70x50x10 ***	05170502 20 pz
	DIAL	Dimensioni della spugna mm. 33x30x10 ***	0523030 20 pz
	SPECIAL	Dimensioni della spugna mm. 70x50x1 ***	0538050 20 pz
	FILM	Dimensioni della spugna mm. 200x70x0,5 ***	0577020 20 pz
	ANAL	Dimensioni della spugna mm. 80x30 ***	0548030 20 pz
	DENTAL	Dimensioni della spugna mm. 10x10x10; confezionata in blister, sterile	0548030 20 pz

*** ogni spugna è confezionata singolarmente in doppia busta, sterile

CONDIZIONI DI VENDITA

ORDINI:

Gli ordini possono essere effettuati in qualsiasi momento in forma scritta via e-mail all'indirizzo info@sirtsrl.it oppure con Whatsapp al 393 1812685.

PREZZI:

I prezzi applicati sono quelli in vigore al momento dell'evasione dell'ordine. L'azienda si riserva di modificare in qualsiasi momento, prodotti e prezzi, i quali potrebbero subire variazioni a seconda delle condizioni di mercato, anche nel periodo di validità del presente listino. I prezzi indicati sono da intendersi IVA ESCLUSA.

SPEDIZIONE:

I prodotti viaggiano a rischio e pericolo del committente, anche quando in porto franco. SIRT SRL non si assume la responsabilità per danni, smarrimenti, ecc., che possono verificarsi durante il trasporto, per tanto, eventuali reclami dovranno essere indirizzati unicamente al vettore.

MINIMO D'ORDINE: € 150

MODALITA' DI PAGAMENTO:

Valgono i termini di pagamento indicati sulla fattura. In caso di ritardato pagamento è prevista l'applicazione degli interessi di legge.

DATI AZIENDALI

SIRT SRL

20070 CERRO AL LAMBRO (MI) Via Della Vecchia Chimica 5E

C.F. e P.IVA 07059140967

SDI SUBM70N

Tel. 393 1812685 346 9807005 02 39439361

www.sirtsrl.it - info@sirtsrl.it